




MUESTRAS DE SANGRE



1ml



Gotas

Se deben **ENVIAR 2 MUESTRAS** por paciente, que constan de lo siguiente:


- **1 ml** de sangre **ANTICOAGULADA CON EDTA** (o tubo de hemograma)
- **Gotas de sangre seca en papel de filtro DBS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIEL



Recuerde incluir un **FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO FIRMADO DIEL**. **SIN ESTE REQUISITO, NO SE REALIZARÁ** la prueba para el diagnóstico.

CONSERVACIÓN



Una vez extraídas las muestras, **CONSERVAR EN REFRIGERACIÓN A 4°C** (NO CONGELAR), o con refrigerantes en conservadora de "telgopor". Durante el traslado de la muestra, debe mantenerse la refrigeración.

ENVÍO



El **DÍA ANTERIOR** a la toma de muestra debe **LLAMAR** a la empresa **OCASA** para organizar la recolección de las muestras en horario y lugar a convenir con la empresa. (Ver archivo Instructivo OCASA)

TRASLADO



El traslado debe realizarse **EN REFRIGERACIÓN A 4°C** (NO CONGELAR), con refrigerantes en conservadora de "telgopor"

