


## MUESTRAS DE SANGRE




Se deben **ENVIAR 2 TUBOS** por paciente, que constan de lo siguiente:

- **9 ml** de sangre ANTICOAGULADA CON **HEPARINA**
- **1 ml** de sangre ANTICOAGULADA CON **EDTA** (o tubo de hemograma)

\* Tenga en cuenta que la sangre en Heparina debe llegar a nuestro laboratorio dentro de las 24 hs de extracción para que sea viable su procesamiento, por lo que recomendamos gestionar la extracción de sangre y el retiro de la muestra de Lunes a Jueves (NO Viernes) y requerir explícitamente el Servicio "OCASA 24 hs URGENTE".

## CONSERVACIÓN



Una vez extraídas las muestras, **CONSERVAR EN REFRIGERACIÓN A 4°C (NO CONGELAR)**, o con refrigerantes en conservadora de "telgopor". Durante el traslado de la muestra, debe mantenerse la refrigeración.

## ENVÍO



El **DÍA ANTERIOR** a la toma de muestra debe **LLAMAR** a la empresa **OCASA** para organizar la recolección de las muestras en horario y lugar a convenir con la empresa.  
(Ver archivo Instructivo OCASA)